

BÜHLMANN Allergenliste



MEDIKAMENTE

Antibiotika

BAG2-C1	PENICILLIN G
BAG2-C11	BENZYL-PENICILLOYL-POLYLYSIN, PPL
BAG2-C12	BENZYL-PENICILLIN +-ACID, MDM
BAG2-C2	PENICILLIN V
BAG2-C3	CEPHALOSPORIN C
BAG2-C31	CEFAMANDOL
BAG2-C32	CEFAZOLIN
BAG2-C33	CEFUROXIM
BAG2-C34	CEFACTOR
BAG2-C35	CEFTRIAXON
BAG2-C36	LEVOFLOXACIN
BAG2-C61	SULFAMETHOXAZOL
BAG2-C62	TRIMETHOPRIM
BAG2-C75	TETRACYCLIN
BAG2-C76	DOXYCYCLIN
BAG2-C81	CIPROFLOXACIN
BAG2-C82	MOXIFLOXACIN
BAG2-C203	AMPICILLIN
BAG2-C204	AMOXICILLIN
BAG2-CCLA	CLARITHROMYCIN
BAG2-CCLAX	CLAVULANSÄURE AMOX (CLAVULAN-SÄURE / AMOXICILLIN 20/80)
BAG2-CCLIN	CLINDAMYCIN
BAG2-CERY	ERYTHROMYCIN
BAG2-CRIF	RIFAMPICIN

Schmerzmittel

BAG2-C51	LYS-ASPIRIN
BAG2-C52	DICLOFENAC
BAG2-C53	IBUPROFEN
BAG2-C54	INDOMETHACIN
BAG2-C55	PARACETAMOL
BAG2-C56	MEFENAMINSÄURE
BAG2-C57	PHENYL-BUTAZON
BAG2-C58	PROPYPHENAZON
BAG2-C59	DIPYRON / METAMIZOL
BAG2-CNAP	NAPROXEN
BAG2-CTRA	TRAMADOL
BAG2-C114	SALICYLSÄURE (NA-SALZ)

Muskelrelaxantien

BAG2-CATR	ATRACURIUM
BAG2-CCAT	CISATRACURIUM
BAG2-CMIV	MIVACURIUM
BAG2-CPAN	PANCURONIUM
BAG2-CPRO	PROPOFOL
BAG2-CROC	ROCURONIUM
BAG2-CSUX	SUXAMETHONIUM
BAG2-CVEC	VECURONIUM
BAG2-CNBX	NEUROMUSKULÄRE BLOCKER MIX (CATR, CCAT, CMIV, CPAN, CPRO, CROC, CSUX, CVEC)

Lokalanesthetika

BAG2-CART	ARTICAIN
BAG2-CBUP	BUPIVACAIN
BAG2-CMEP	MEPIVACAIN
BAG2-CLID	LIDOCAIN

Röntgenkontrastmittel

BAG2-CIOBI	IOBITRIDOL
BAG2-CIODI	IODIXANOL
BAG2-CIOHE	IOHEXOL
BAG2-CIOME	IOMEPROL
BAG2-CIOPA	IOPAMIDOL
BAG2-CIOPR	IOPROMID
BAG2-CIOXA	IOXAGLAT

Antiseptikum

BAG2-CCHX	CHLORHEXIDIN
-----------	--------------

Protonenpumpeninhibitoren (PPI)

BAG2-COME	OMEPRAZOL
BAG2-CESO	ESOMEPRAZOL
BAG2-CPANT	PANTOPRAZOL
BAG2-CLAN	LANSOPRAZOL

Beta Blocker

BAG2-CBIS	BISOPROLOL
BAG2-CMET	METOPROLOL

ACE Hemmer

BAG2-CRAM	RAMIPRIL
-----------	----------

INSEKTENGIFTE

BAG2-I1	HONIGBIENENGIFT
BAG2-I1CHK	BIENENGIFT CHECK
BAG2-I3	WESPENGIFT
BAG2-I3CHK	WESPENGIFT CHECK
BAG2-I75	EUROPÄISCHE HORNISSE
BAG2-I77	FELDWESPENGIFT

INHALATION

Gräserpollen

BAG-G2	HUNDZAHNGRAS
BAG-G3	KNÄUELGRAS
BAG-G5	WEIDELGRAS
BAG-G6	LIESCHGRAS
BAG-G12	ROGGEN
BAG-GX1	6-GRÄSER MIX (G3, G4, G5, G6, G8, G13)

Kräuterpollen

BAG-W1	BEIFUSSBLÄTTRIGE AMBROSIE
BAG-W6	GEMEINER BEIFUSS
BAG-W9	SPITZWEGERICH
BAG-W19	AUFRECHTES GLASKRAUT
BAG-WX1	W1, DREILAPPIGE AMBROSIE (W3)

Bäume

BAG-T3	BIRKE
BAG-T4	GEMEINE HASEL
BAG-T7	STIELEICHE
BAG-T9	OLIVE

Schimmelpilze / Hefen

BAG-M1	PENICILLIUM (P. NOTATUM)
BAG-M2	CLADOSPORIUM (C. HERBARUM)
BAG-M3	ASPERGILLUS (A. FUMIGATUS)
BAG-M5	CANDIDA ALBICANS
BAG-M6	ALTERNARIA (A. TENUIS)

Tierallergene

BAG-D1	HAUSTAUBMILBE
BAG-D2	AM. HAUSTAUBMILBE
BAG-D70	ACARUS SIRO
BAG-DX1	VORRATSMILBEN MIX (D70, D71, D72, GLYCYPHAGUS DOMESTICUS)
BAG-E1	KATZEN-EPITHELIN
BAG2-FELD1	rFEL D 1, KATZE*
BAG-E2	HUNDE-EPITHELIN

Inhalations Mix

BAG-IX1	INHALATIONS MIX (GX1, G12, T4, W6, W9, M6, D1, D2, E1, E2)
---------	--

UMWELTALLERGENE

BAG-K82	LATEX
---------	-------

Allergene und Allergen Mischungen



NAHHRUNGSMITTEL	
Ei	
BAG-F1	EIKLAR
BAG-F75	EIGELB
Milch / Milchprodukte	
BAG-F2	KUHMILCH
BAG-F76	ALPHA-LAKTALBUMIN
BAG-F77	BETA-LAKTOGLOBULIN
BAG-F78	KASEIN
Fisch & Fleisch	
BAG-F3	DORSCH
BAG-F23	KRABBE (CALLINECTES SAPIDUS)
BAG-F24	GARNELE
BAG-P4	ANISAKIS
BAG-F26	SCHWEINEFLEISCH
BAG-F27	RINDFLEISCH
BAG2-GAL	ALPHA-GAL-HSA
Obst / Gemüse	
BAG-F25	TOMATE
BAG-F31	KAROTTE
BAG-F33	ORANGE
BAG-F85	SELLERIE
BAG-F95	PFIRSICH
BAG2-F47	KNOBLAUCH
BAG2-PRUP3	nPRU P 3 LTP PFIRSICH
BAG2-MALD1	zMAL D 1, APFEL*
Samen / Bohnen / Nüsse	
BAG-F10	SESAMSAMEN
BAG-F13	ERDNUSS
BAG2-ARAH1	nARA H 1 ERDNUSS
BAG2-ARAH2	nARA H 2 ERDNUSS
BAG2-ARAH6	nARA H 6 ERDNUSS
BAG-F14	SOJABOHNEN
BAG-F17	HASELNUSS
BAG-F20	MANDEL
BAG-F202	CASHEW NUSS
BAG-F203	PISTAZIE
BAG-F256	WALLNUSS
BAG2-F36	KOKOSNUSS
Getreide / Mehle	
BAG-F4	WEIZENMEHL
BAG-F79	GLUTEN - Weizen
BAG-F98	GLIADIN - Weizen
BAG-F5	ROGGENMEHL
BAG-F6	GERSTENMEHL
BAG-F7	HAFERMEHL

BAG-F8	MAIS
BAG-F9	REIS
BAG-F45	BÄCKERHEFE
Gewürze	
BAG2-F218	PAPRIKA
BAG2-F281	CURRY (europ. Mischung)
BAG2-F279	CHILI
BAG2-F317	KORIANDER
BAG2-FCUR	KURKUMA
Lebensmittel Mix	
BAG-FX1	LEBENSMITTEL MIX (F1, F75, F2, F3, F4, F13, F14, F17, F24)
LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE	
BAG2-C103	TARTRAZIN
BAG2-C105	METHYLEN BLAU
BAG2-C111	NATRIUM-BENZOAT
BAG2-C112	NATRIUM-NITRIT
BAG2-C113	KALIUM-METABISULFIT
BAG2-C114	NATRIUM-SALICYLAT
BAG2-CE104	QUINOLIN GELB
BAG2-CE110	GELB-ORANGE (SUNSET YELLOW)
BAG2-CE122	AZORUBIN (CHROMOTROPE FB)
BAG2-CE123	AMARANTH
BAG2-CE124	COCCINELLE-ROT A (NEW COCCINE)
BAG2-CE127	ERYTHROSIN
BAG2-CE131	PATENT BLAU V
BAG2-CE132	INDIGO CARMIN
BAG2-CE151	BRILLIANT SCHWARZ BN
BAG2-CE202	SORBINSÄURE
BAG2-CE466	CARBOXYMETHYLCELLULOSE
BAG2-CE621	GLUTAMAT
BAG2-C101	LEBENSMITTELFARBEN MIX I (CE104, CE110, CE122, CE123, CE124)
BAG2-C102	LEBENSMITTELFARBEN MIX II (CE127, CE131, CE132, CE151)

BÜHLMANN Allergene sind CE markiert.
*Rekombinantes Allergen

Lösen Sie alle Allergene mit 250 µL Stimulationspuffer (STB) auf

Bis zu 4 Stimulationen pro Allergenfläschchen

Lagern Sie ungeöffnete Fläschchen mit Allergenen bei -20 °C bis zum Verfallsdatum

Wir empfehlen, für jede Stimulation ein neues Allergenfläschchen zu benutzen. Ausnahme: Bienen- und Wespengiftallergene;
Die aufgelösten Bienen- & Wespengiftallergene BAG2-I1 & BAG2-I3 sind für einen Monat bei -20 °C stabil.

Ausführliche Information finden Sie auf der BÜHLMANN Website unter www.buhmannlabs.ch.



BÜHLMANN Laboratories AG
Germany/Switzerland
info@buhmannlabs.ch
www.buhmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN in Austria GmbH
Austria
info@buhmannlabs.at
www.buhmannlabs.at
Phone +43 662 64 01 05

Bestellnummern:

Flow CAST®	FK-CCR	100 tests
CAST® ELISA	EK-CAST	192 wells
	EK-CAST5	480 wells

CE-marked products

CAST® ist ein eingetragenes Warenzeichen von
BÜHLMANN in vielen Ländern.