

Quantum Blue® Adalimumab

Dosage rapide des
taux résiduels

Adapter
la thérapie
sans délai

- Premier test rapide et quantitatif pour la surveillance de l'adalimumab
- Résultats en 15 minutes
- Gamme de dosage sérique de 1,3 à 35 µg/mL
- Excellente corrélation avec les tests ELISA de référence




Quantum Blue® Adalimumab

Dosage rapide des taux résiduels

Caractéristiques principales

- Le premier test rapide et quantitatif pour le dosage de l'adalimumab
- Gamme de dosage de 1,3 à 35 µg/mL
- Une standardisation idéale et des performances analytiques élevées permettent la détection fiable des concentrations résiduelles d'adalimumab pertinentes de 5 à 12 µg/mL¹
- Fortes corrélation et concordance avec les tests ELISA de référence

Corrélations avec un test ELISA :



		RIDASCREEN ADM MONITORING (ELISA µg/mL)		
		Bas	Optimal	Haut
Quantum Blue Adalimumab (µg/mL)	Bas	20.0%	5.0%	0.0%
	Optimal	0.0%	27.5%	0.0%
	Haut	0.0%	12.5%	35.0%

— Régression de Passing et Bablok

Concordance totale 82.5%

Référence

¹Mitrev, N. et al., 2017, Review article: consensus statements on therapeutic drug monitoring of anti-tumour necrosis factor therapy in inflammatory bowel disease, *Aliment Pharmacol Ther*



BÜHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN France SAS
France
info@buhlmannlabs.fr
www.buhlmannlabs.fr
Phone +33 3 89 66 91 14

Quantum Blue® est une marque déposée de BÜHLMANN dans de nombreux pays.

Codes produits :
LF-TLAD10 10 cassettes
LF-TLAD25 25 cassettes

Autres produits :
LF-TLIF10 10 cassettes
LF-TLIF25 25 cassettes
LF-ADIF10 10 cassettes
LF-ADIF25 25 cassettes
LF-CALE25 25 cassettes
LF-CHR25 25 cassettes
CE-marked products