

Quantum Blue® Anti-Adalimumab

Test rapide des anticorps anti-médicaments

Détection des
anticorps Anti-ADM
en quelques
minutes



- Test rapide en flux latéral pour la détection des anticorps anti-adalimumab
- Résultats en 15 minutes
- Forte concordance avec les tests ELISA de référence
- Surveillance complète en association avec les concentrations résiduelles



Quantum Blue® Anti-Adalimumab

Test rapide des anticorps anti-médicaments

Caractéristiques principales

- Test qualitatif le plus rapide du marché pour détecter les anticorps anti-adalimumab
- Résultats immédiats dans un environnement proche du patient
- Solution TDM complète : Combinaison des dosages de taux résiduels et des anticorps anti-médicaments sur la plus populaire des plateformes de tests rapides Quantum Blue®
- Méthode "Drug-sensitive" permettant le dosage des anticorps libres
- Forte concordance de 91,7% avec les tests ELISA de référence

		RIDASCREEN Category (≥2.5ng/mL)		
		negative	positive	total
Quantum Blue® Anti-Adalimumab (0.2 µg _{eq} /mL)	negative	46	14	60
	positive	6	174	180
	total	52	188	240

Fig.1

Concordance = 91.7%

Les dosages de 240 échantillons de patients avec le test rapide Quantum Blue® Anti-Adalimumab et un test ELISA de référence révèlent une excellente **concordance de 91,7%** (Fig.1).



BÜHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN France SAS
France
info@buhlmannlabs.fr
www.buhlmannlabs.fr
Phone +33 3 89 66 91 14

Quantum Blue® est une marque déposée
de BÜHLMANN dans de nombreux pays.

Codes produits :
LF-ADAD10 10 cassettes
LF-ADAD25 25 cassettes

Autres produits :
LF-ADIF10 / 25 10 / 25 cassettes
LF-TLIF10 / 25 10 / 25 cassettes
LF-TLAD10 / 25 10 / 25 cassettes
LF-CALE25 25 cassettes
LF-CHR25 25 cassettes

CE-marked products